


pEGFP/Puro

Cat. No.CR2100

EGFP Puromycin(R)表达载体



pEGFP/Puro 表达人源密码子优化的 EGFP 基因和 puromycin 抗性基因，可用于与 pCas9/gRNA 载体共转染细胞，用荧光标签或者抗生素筛选阳性细胞。可以配合 Cas9 表达载体或者 Cas9 过表达细胞系实现基因敲除。载体表达的 Hygromycin 抗性基因可以提供抗生素筛选阳性细胞，EGFP 荧光标签可以用于流式细胞仪筛选阳性细胞。

载体特性：

类型：EGFP、puromycin (R) 双标载体

基因启动子：CMV promoter

真核抗性：Puromycin (R)

荧光标签：EGFP

原核抗性：Ampicillin